

# Omicron Update

## GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal

Erprobter Antigen Schnelltest  
für eine zuverlässige SARS-CoV-2 Diagnostik



Der **GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal** unterstützt die zuverlässige und zeitnahe Diagnose von Patienten mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Der **GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal** ermöglicht die Bestimmung des SARS-CoV-2 Infektionsstatus bei einer großen Anzahl von Patienten in kurzer Zeit. Der **GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal** weist auch die SARS-CoV-2 Omicron-Varianten zuverlässig nach und unterstützt das Gesundheitspersonal am Point of Care.





### Vorteile

- ☺ Schnelle Testergebnisse nach 15 Minuten
- ☺ Excellente diagnostische Leistungsparameter
  - ☺ Sensitivität: 96,1 % (95 % CI: 90,3 % - 98,9 %)
  - ☺ Sensitivität: 92,5 % (für SARS-CoV-2 Omicron Varianten; ein Studienbericht wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt)
  - ☺ Spezifität: 99,2 % (95% CI: 98,0 % - 99,8 %)
- ☺ Universelle Einsatzmöglichkeit am Point-of-Care
- ☺ Schnelle & zuverlässige Testdurchführung auch bei großen Fallzahlen
- ☺ Komplettes Testbesteck für professionelle Anwendung

# GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal

für eine zuverlässige SARS-CoV-2 Diagnostik

## Testdurchführung - in 4 Schritten zum Ergebnis

<p><b>1</b></p>  <p>2,5 cm</p>	<p><b>2</b></p> 
<p><b>3</b></p>  <p>2 Tropfen</p>	<p><b>4</b></p>  <p>+   -   wiederholen positiv   negativ   ungültig</p> <p><b>Testergebnis in 15 min</b></p>

Bitte beachten Sie die genaue Durchführung in der Testanleitung.

## Bestellinformation

Produkt Name	Pathogen	Methode	Verpackungsgröße	REF
GA CoV-2 Antigen Rapid Nasal	SARS-CoV-2	Lateral Flow	20 x 1 Test	3987

CE zertifiziert



**GA Generic Assays GmbH**  
Ludwig-Erhard-Ring 3  
15827 Blankenfelde Mahlow OT Dahlewitz  
Deutschland

+49 33708 9286-0  
info@genericassays.com  
www.genericassays.com