



GA CoV-2 Antigen Rapid

Erprobter Antigen Schnelltest für die effiziente SARS CoV-2 Akutdiagnostik

Der **GA CoV-2 Antigen Rapid** der Firma GA Generic Assays GmbH ermöglicht eine zuverlässige und zeitnahe Befundung für Patienten im Hinblick auf eine mögliche SARS-CoV-2 Infektion. Hierbei dient der Test dem Screening von auch großen Personen-zahlen in kurzer Zeit um den Infektionsstatus zuverlässig zu ermitteln.

Das medizinische Fachpersonal wird in der einfachen Durchführung des Testes durch ein vollständiges Testbesteck unterstützt, das den Einsatz Praxis- und Labor unabhängig am Point-of Care ermöglicht.

Für alle Personen, bei denen der Verdacht auf eine akute SARS CoV-2 Infektion besteht.


Ihre Vorteile im Überblick

- Schnelle Testergebnisse nach nur 15 Minuten
- Überzeugende Leistungsdaten
 - Sensitivität: 96,4% (95% CI: 89,8% - 99,2%)
 - Spezifität: 99,2% (95% CI: 95,5% - 99,9%)
- Universelle Einsatzmöglichkeit am Point-of-Care
- Schnelle und zuverlässige Testdurchführung auch von großen Fallzahlen
- Komplettes Testbesteck für den professionellen Gebrauch

GA CoV-2 Antigen Rapid

für die effiziente SARS CoV-2 Akutdiagnostik

Testdurchführung



Bitte beachten Sie die genaue Durchführung in der Testanleitung.

Bestellinformation

Pathogen	Produkt	Methode	Beschreibung	Artikel Nr.
SARS-CoV-2	GA CoV-2 Antigen Rapid	Lateral Flow	20 x 1 Tests	3980
CE zertifiziert				